

HITNA SIGURNOSNA OBAVIJEST

Jednokratni pribor za sterilnu oštricu

Povlačenje

31. kolovoz 2021.

Medtronicova referencija: FA987

Poštovani,

obaviještavamo Vas da tvrtka Medtronic dobrovoljno povlači određene serijske brojeve jednokratnog pribora za sterilnu oštricu. Oštrice za navigaciju koriste se kao pomoć za točnost tijekom postupka, u slučaju nestabilnosti smanjuje se točnost i preciznost. Potpun popis spornih proizvoda naveden je u Dodatku A.

Sterilna oštrica jednokratni je dio pribora ručnog instrumenta StraightShot M Series koji je integralni dio sustava XPS i IPC.

Opis problema:

Do 1. kolovoza 2021., tvrtka Medtronic primila je 120 prigovora na proizvod koji se odnose na lomove vrha i nestabilnost/vibraciju ovog podskupa proizvoda.

Nije prijavljen nikakav utjecaj na pacijente niti ozljede u vezi niti jednog od 51 prigovora na nestabilnost/vibraciju. Od 69 prigovora na lom / lom vrha, u 2 je prijavljena potreba za intervencijskom radiologijom kako bi se potvrdilo da nisu ostali nikakvi dijelovi, u 1 je prijavljeno manje kašnjenje postupka i intervencijska radiologija, u 1 je prijavljeno korištenje endoskopa i pincete za uklanjanje dijelova te u 1 da su dijelovi proizvoda ostali u pacijentu. Za preostala 64 prigovora nije prijavljen nikakav utjecaj na pacijenta.

Lomovima vrha ili odvajanjem dijelova može doći do ozljede pacijenta, manjka oksigenacije ili reakcije na strano tijelo ako dio migrira u dišne putove pacijenta ili nepovratno migrira. Također postoji vjerojatnost da vrh utječe na kritične strukture, primjerice živce i arterije. Nestabilnost ili vibracija oštrice također može dovesti do trajnog oštećenja ako uzrokuje utjecaj oštrice na kritične strukture.

Radnje:

- Identificirajte i izolirajte sve neiskorištene sporne oštrice tvrtke Medtronic na temelju popisa iz Dodatka A.
Primjer vanjske oznake na kojoj je označena lokacija kataloškog broja (engl. Customer Facing Number, CFN) i serijski broj lota navedeni su u Dodatku B.
- Tvrtki Medtronic vratite sve neiskorištene proizvode iz svog inventara. Vaš lokalni predstavnik tvrtke Medtronic može vam pomoći pri povratu i zamjeni ovog proizvoda ako je potrebno.
- Ovu je obavijest potrebno prenijeti svima onima koji trebaju biti obavješteni o tome u Vašoj ustanovi ili u bilo kojoj ustanovi u koju su preneseni potencijalno sporni proizvodi.
- Kopiju ove obavijesti sačuvajte za svoju evidenciju (ako je prikladno).

Hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obaviještena je o ovoj radnji.

Ispričavamo se zbog neugodnosti koju vam je ovo moglo uzrokovati. Posvećeni smo očuvanju sigurnosti pacijenta i cijenimo što ćete odmah posvetiti pozornost ovom problemu. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim priopćenjem, obratite se svom predstavniku tvrtke Medtronic Hrvoju Pierobonu na hrvoje.pierobon@medtronic.com odnosno na Medtronic Adriatic doo, Folnegovićeve 1c, 10000 Zagreb.

S poštovanjem,

 **MEDTRONIC ADRIATIC d.o.o.**
Folnegovićeva 1c
10000 ZAGREB 2

Mirko Mindoljević
Voditelj poslovne jedinice Capital Equipment & Solutions
Medtronic Adriatic doo
Mirko.mindoljevic@medtronic.com

Dodatak A: Opseg proizvoda

Tablica 1: Rotatable Serrated Blades (1882902HRE)	4
Tablica 2: Rotatable Silver Bullet Blades (1882905HRE)	4
Tablica 3: Non-Rotatable RAD 60 Curved Blades (1882916)	4
Tablica 4: Rotatable Skimmer Blades (1882924HRE).....	4
Tablica 5: Non-Rotatable Serrated Blades (1882936E)	5
Tablica 6: Non-Rotatable Serrated Blades (1882937E)	5
Tablica 7: Rotatable Skimmer Blades (1882979HRE).....	5
Tablica 8: Rotatable Trackable Quadcut Blades (1883080EM)	5
Tablica 9: Rotatable Quadcut Blades (1883080HRE)	5
Tablica 10: Rotatable Trackable Quadcut Blades (1883480EM)	5
Tablica 11: Rotatable Quadcut Blades (1883480HRE)	6
Tablica 12: Rotatable Serrated Blades (1883502HRE)	6
Tablica 13: Rotatable RAD 40 Blades (1883506HRE)	6
Tablica 14: Rotatable RAD 12 Blades (1883512HRE)	7
Tablica 15: Non-Rotatable RAD 12 Blades (1883514).....	7
Tablica 16: Rotatable RAD 60 Blades (1883516HRE)	7
Tablica 17: Rotatable Silver Bullet Blades (1884005HRE).....	7
Tablica 18: Rotatable RAD 40 Tracking Blades (1884006EM)	8
Tablica 19: Rotatable RAD 12 Tracking Blade (1884012EM)	8
Tablica 20: Non-Rotatable Tonsillectomy Blades (1884013).....	8
Tablica 21: Non-Rotatable RAD Airway Laryngeal Blades (1884020)	9
Tablica 22: Rotatable Tricut Blades (1884030HRE)	9
Tablica 23: Rotatable Tricut Blades (1884031HRE)	9
Tablica 24: Non-Rotatable Tracheal Blades (1884032)	9
Tablica 25: Non-Rotatable Tracheal Blades (1884033)	9
Tablica 26: Rotatable Tricut Blades (1884033HRE)	10
Tablica 27: Rotatable Trackable Tricut Blades (1884080EM).....	10
Tablica 28: Rotatable Trackable Quadcut Blades (1884380EM)	11
Tablica 29: Rotatable Quadcut Blade (1884380HR)	11
Tablica 30: Rotatable Quadcut Blade (1884380HRE).....	12
Tablica 31: Spine Blades (40A2500).....	13
Tablica 32: Spine Blades (40R2000)	13
Tablica 33: Spine Blades (40R2500)	13
Tablica 34: Spine Blades (40S2000)	13
Tablica 35: Spine Blades (40S2500)	13
Tablica 36: Spine Blades (45A2000).....	13
Tablica 37: Spine Blades (45A2500).....	14
Tablica 38: Spine Blades (45R2000)	14
Tablica 39: Spine Blades (45R2500)	14
Tablica 40: Spine Blades (45S2000)	14
Tablica 41: Spine Blades (45S2500)	14

Tablica 1: Rotatable Serrated Blades (1882902HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
2.9mm Serrated Blade	00763000036720	1882902HRE	0217969607, 0218283720, 0218283721, 0219215912, 0219435041, 0221527810, 0221969518

Tablica 2: Rotatable Silver Bullet Blades (1882905HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
2.9mm Silver Bullet Blade	00763000036782	1882905HRE	0217968718, 0217968718, 0217968719, 0218283717, 0218283719, 0218356097, 0218790225, 0219215913, 0220177024, 0220659109, 0220659110, 0220878176, 0221091604, 0221091605, 0221118614, 0221258284, 0221527812, 0221611654

Tablica 3: Non-Rotatable RAD 60 Curved Blades (1882916)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
RAD 60 SINUS BLADE, 2.9MM 3/BX	20763000041223	1882916	0217968715, 0218283722, 0218283942, 0218356873, 0218356874, 0218356875, 0218623544, 0219369113, 0219501397, 0219700166, 0220118673, 0220659645, 0220784922, 0220826101, 0220826102, 0221020300, 0221118606, 0221118607, 0221118608, 0221198946, 0221198951, 0221198952, 0221430166, 0221489935, 0221611652, 0221791819, 0221791821

Tablica 4: Rotatable Skimmer Blades (1882924HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
SKIMMER Blade 22CM 2.9MM M4	00763000036744	1882924HRE	0220057236, 0220057237, 0220057238, 0220057239, 0220057241, 0220057242, 0220057243, 0220057244, 0220560777, 0220659671, 0220878169, 0221072336, 0221156836, 0221275006, 0221611653, 0221619324, 0221791822

Tablica 5: Non-Rotatable Serrated Blades (1882936E)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
ANG TIP SERRATED, 18CMX2.9MM	00763000036799	1882936E	0218377217, 0219660525

Tablica 6: Non-Rotatable Serrated Blades (1882937E)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
ANG TIP SERRATED, 22CMX2.9MM	00763000036805	1882937E	0218377221, 0219661147, 0221279640

Tablica 7: Rotatable Skimmer Blades (1882979HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
2.9 mm Skimmer® Angle-Tip Blade	00763000033552	1882979HRE	0217970486, 0217970490, 0218162629, 0218547894

Tablica 8: Rotatable Trackable Quadcut Blades (1883080EM)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Trackable Quadcut Blade 3.0mm	00763000034009	1883080EM	0217668426, 0217668430, 0217668431, 0218547904, 0219386765, 0219387546, 0221279639, 0221597049

Tablica 9: Rotatable Quadcut Blades (1883080HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
3.0mm Quadcut Blade	00763000033989	1883080HRE	0217261083, 0217261084, 0217261085, 0218354891, 0218421177, 0218790160, 0219036457

Tablica 10: Rotatable Trackable Quadcut Blades (1883480EM)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Trackable Quadcut Blade 3.4mm	00763000034016	1883480EM	0218355352, 0218355353, 0218355354, 0218548106, 0218975242, 0218975243,

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
			0219488206, 0219810719, 0221111103, 0221275012, 0221367934, 0221597050, 0221791924

Tablica 11: Rotatable Quadcut Blades (1883480HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
3.4mm Quadcut Blade	00763000033996	1883480HRE	0218354892, 0218547901, 0218790209, 0219434900, 0219501394, 0219859948, 0220070443, 0220073722, 0220118769, 0220659679, 0220929475, 0220929476, 0220929477, 0221115259, 0221170624, 0221275017, 0221359897, 0221477053, 0221599106, 0221603991, 0221792015, 0222007858

Tablica 12: Rotatable Serrated Blades (1883502HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
3.5mm Serrated Blade	00763000036713	1883502HRE	0217666178, 0217666179, 0218356088, 0218356089, 0218790221, 0219215911, 0219435040, 0220929595, 0221072335, 0221110715, 0221110717, 0221118531, 0221182357, 0221468015

Tablica 13: Rotatable RAD 40 Blades (1883506HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Rad 3.5mm 40 deg blade	00763000037376	1883506HRE	0217666180, 0217666181, 0217667208, 0218356103, 0218790743, 0219728474, 0220070439, 0220118669, 0220158600, 0220484568, 0221119048, 0221258278, 0221468019, 0221611257, 0221611258

Tablica 14: Rotatable RAD 12 Blades (1883512HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinствени identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Rad 3.5mm 12 deg blade	00763000037369	1883512HRE	0218356098, 0218356099, 0218356100

Tablica 15: Non-Rotatable RAD 12 Blades (1883514)

Nazivi proizvoda, Jedinствени identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
RAD 12 BLADE, 3.5MM 5/BX	20763000040967	1883514	0218283532, 0218791333, 0219215919

Tablica 16: Rotatable RAD 60 Blades (1883516HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinствени identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Rad 3.5mm 60 deg blade	00763000037383	1883516HRE	0217665427, 0217665428, 0217665429, 0217666173, 0217666174, 0217666175, 0217666176, 0217666177, 0218572169, 0219699597, 0219728468, 0219728469, 0219848777, 0219848778, 0219848779, 0219859949, 0220124591, 0220124592, 0220124593, 0220266094, 0220313525, 0220313606, 0220313607, 0220313608, 0220313609, 0220313610, 0220313611, 0220313612, 0220484569, 0220484570, 0220891745, 0220892206, 0221111087, 0221111089, 0221111092, 0221111093, 0221118545, 0221261887, 0221271501, 0221279626, 0221279627, 0221477061, 0221477062, 0221477063, 0221477064, 0221611647, 0221611648, 0221611649, 0221791908, 0221791910, 0221791911

Tablica 17: Rotatable Silver Bullet Blades (1884005HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinствени identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
4.0mm Silver Bullet Blade	00763000036737	1884005HRE	0217968722, 0218161789, 0218161790, 0218356090, 0218790222

Tablica 18: Rotatable RAD 40 Tracking Blades (1884006EM)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Trackable Rad 4.0mm 40 deg blade	00763000043254	1884006EM	0217260953, 0217260954, 0217260955, 0217260956, 0217260957, 0217260958, 0217260959, 0217969622, 0217969623, 0217969624, 0217969625, 0217970026, 0217970027, 0218162408, 0218162409, 0218282135, 0218282136, 0218282139, 0218311142, 0218311143, 0218311144, 0218311145, 0218356286, 0218356287, 0218356288, 0218356289, 0218356290, 0218356291, 0218356292, 0218975837, 0219215914, 0219215915, 0219215916, 0219715476, 0219715477, 0219811260, 0220659888, 0220804521, 0220826103, 0220878167, 0220878168, 0220929588, 0220996074, 0221199850, 0221367938, 0221477065, 0221477146, 0221586895, 0221618118, 0221791912, 0222046728, 0222046729

Tablica 19: Rotatable RAD 12 Tracking Blade (1884012EM)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Trackable Rad 4.0mm 12 deg blade	00763000043247	1884012EM	0217667211, 0217667212, 0217667213, 0217667214, 0217667215, 0217667216, 0218159075, 0218159076, 0218159077, 0218159452, 0218159453, 0218159455, 0218159456, 0218159457, 0218159458, 0218423331, 0218975832, 0219036454, 0219036455, 0219122536, 0219122537, 0221791915

Tablica 20: Non-Rotatable Tonsillectomy Blades (1884013)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
TONSILLECTOMY Blade 4MM	20763000041230	1884013	0217969616, 0217969617, 0218283944, 0218572177, 0219010745, 0219110914, 0221170726, 0221603993, 0221783424, 0221791809

Tablica 21: Non-Rotatable RAD Airway Laryngeal Blades (1884020)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
RAD AIRWAY LARYNGEAL BLADE	20763000040301	1884020	0219501396, 0220648062, 0220649166, 0220892207, 0221156835, 0221271500

Tablica 22: Rotatable Tricut Blades (1884030HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Tricut Blade 22CM X 4MM,M4	00763000036751	1884030HRE	0219968104, 0220031839, 0220031841, 0220031842, 0220031843, 0220484572, 0220560783, 0221118618, 0221258283, 0221468017, 0221698794, 0222008093

Tablica 23: Rotatable Tricut Blades (1884031HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Tricut Blade 27CM X 4MM,M4	00763000036768	1884031HRE	0219968105, 0220032167, 0220032168, 0220032169, 0220468850, 0220583927, 0220934514, 0221072334, 0221279641, 0221792010, 0222008095

Tablica 24: Non-Rotatable Tracheal Blades (1884032)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
TRACHEAL BLADE,4MM,37CM LENGTH	00763000036140	1884032	0220057395, 0220057397

Tablica 25: Non-Rotatable Tracheal Blades (1884033)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
TRACHEAL BLADE,CVD TIP,37CM	00763000036447	1884033	0220057389, 0220057390, 0220057392

Tablica 26: Rotatable Tricut Blades (1884033HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Tricut Blade,37CM X 4MM,M4	00763000036775	1884033HRE	0220057245, 0220057386, 0220057387

Tablica 27: Rotatable Trackable Tricut Blades (1884080EM)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Trackable 4.0mm Tricut Blade	00763000033842	1884080EM	0217258058, 0217258057, 0217258059, 0217258060, 0217258061, 0217258062, 0217258063, 0217922715, 0217922716, 0217968723, 0217968724, 0217968725, 0217969086, 0217969087, 0217969088, 0217969089, 0217969090, 0217969091, 0217969092, 0217969093, 0217969094, 0217969095, 0217969096, 0217969098, 0217969099, 0217969100, 0218351460, 0218351462, 0218351463, 0218351464, 0218351465, 0218354786, 0218354787, 0218354788, 0218354789, 0218496725, 0218569925, 0218572166, 0218572167, 0218577805, 0218578866, 0218578867, 0218578868, 0218761931, 0218761932, 0218761933, 0218761934, 0218761935, 0218761936, 0218772873, 0218795848, 0218795849, 0218795850, 0218795851, 0218962903, 0218972892, 0218972893, 0218972894, 0218972895, 0218972896, 0219090839, 0219180699, 0219214780, 0219214781, 0219214782, 0219214783, 0219214784, 0219434676, 0219488207, 0219745076, 0220804698, 0220929480, 0220929481, 0220929482, 0220929483, 0221091281, 0221111100, 0221279635, 0221430167, 0221476225, 0221477046, 0221477047, 0221477048, 0221477049, 0221477051, 0221619326, 0221619330, 0221619331, 0221619332, 0221619333, 0221619334, 0221784366, 0221786297, 0221791918, 0221805157, 0221805158, 0221824122, 0221824123, 0222196973

Tablica 28: Rotatable Trackable Quadcut Blades (1884380EM)

Nazivi proizvoda, Jedinствeni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
Trackable Quadcut Blade 4.3mm	00763000034023	1884380EM	0217258064, 0217258065, 0217260946, 0217260947, 0217260948, 0217260949, 0217260950, 0217260951, 0217260952, 0217262726, 0218179453, 0218348413, 0218355677, 0218355678, 0218355679, 0218355680, 0218355681, 0218355682, 0218355683, 0218355684, 0218355685, 0218422557, 0218422558, 0218496125, 0218497688, 0218497689, 0218497690, 0218572168, 0218683395, 0218683396, 0218683397, 0218683398, 0218795858, 0218795859, 0218795860, 0218975828, 0218975829, 0218975830, 0219215906, 0219215907, 0219215908, 0219215910, 0219653288, 0219653289, 0219802564, 0219834731, 0219848776, 0219854757, 0219890572, 0219890573, 0220484577, 0220484578, 0220659891, 0220659896, 0220703724, 0220703986, 0220703987, 0220703988, 0220703989, 0220878170, 0220878171, 0220878172, 0220878173, 0221072337, 0221110719, 0221110720, 0221118536, 0221118537, 0221118538, 0221118539, 0221181704, 0221182518, 0221271504, 0221278671, 0221279628, 0221279629, 0221305678, 0221319087, 0221468021, 0221477059, 0221477060, 0221489745, 0221489926, 0221611261, 0221616348, 0221619315, 0221619316, 0221619317, 0221619318, 0221792011, 0221805165, 0221805386, 0221805388, 0221824447, 0221824448, 0221824449

Tablica 29: Rotatable Quadcut Blade (1884380HR)

Nazivi proizvoda, Jedinствeni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
4.3mm Quadcut Blade	20763000038162	1884380HR	0217261579, 0217261580, 0217261581, 0217261582, 0217911696, 0217911698, 0217968713, 0218283533, 0218356295, 0218356302, 0218356303, 0218356304, 0218356305, 0218356866, 0218356867, 0218356870, 0218356871, 0218356872, 0218404708, 0218404710, 0218572170, 0218572171, 0218572172, 0218572173, 0218572174, 0218572175, 0218653925, 0218655886, 0218655887, 0218655888,

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
			0218790744, 0218790745, 0218791326, 0218791327, 0218791328, 0218791329, 0218791330, 0218791331, 0218791332, 0219215917, 0219423535, 0219488214, 0219488215, 0219488216, 0219488217, 0219488218, 0219501398, 0219501399, 0219501400, 0219501401, 0219550301, 0219556484, 0219568999, 0219569000, 0219569001, 0219594771, 0219594772, 0219594773, 0219619651, 0219632566, 0219632567, 0219679070, 0219679071, 0219679075, 0219679076, 0219707520, 0219745043, 0219745044, 0219745286, 0219810724, 0219810725, 0219811246, 0219884815, 0219890990, 0220659889, 0220772116, 0220827732, 0220827733, 0220880530, 0220907638, 0220907639, 0220907640, 0220907641, 0220907642, 0220907643, 0220907644, 0221072339, 0221111098, 0221111099, 0221118616, 0221118617, 0221242884, 0221242885, 0221252436, 0221252970, 0221275018, 0221281290, 0221349775, 0221477148, 0221489408, 0221489409, 0221603994, 0221611646, 0221618122, 0221618123, 0221618124, 0221618125, 0221619306, 0221619307, 0221619308, 0221735536, 0221735537, 0221791815, 0221793344, 0221805399, 0221805400, 0221805401, 0221824456, 0221824458, 0222006442, 0222007433, 0222007434, 0222007435, 0222007436

Tablica 30: Rotatable Quadcut Blade (1884380HRE)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
4.3mm Quadcut Blade	00763000033910	1884380HRE	0217663791, 0217663792, 0217663793, 0217663794, 0217663795, 0217663796, 0218179447, 0218283718, 0218319250, 0218322548, 0219214785, 0219728473, 0220118670, 0220118671, 0221275019, 0221429981, 0221429982, 0221619338, 0221791811, 0221791812

Tablica 31: Spine Blades (40A2500)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
ANGLED Blade 4.0MM NUCLEOTOMY	00763000033835	40A2500	0220002825

Tablica 32: Spine Blades (40R2000)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
NUCLEUS REMOVAL SET 4.0MM	00763000033866	40R2000	0218179458

Tablica 33: Spine Blades (40R2500)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
NUCLEUS REM SET 4.0MM ML	00763000033798	40R2500	0218299192

Tablica 34: Spine Blades (40S2000)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
NUCLEUS REMOVAL Blade 4.0MM	00763000033873	40S2000	0218179459

Tablica 35: Spine Blades (40S2500)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
BLADE STRAIGHT 4.0MM NUCLEOTOMY	00763000043193	40S2500	0220226674

Tablica 36: Spine Blades (45A2000)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
NUCLEUS REMOVAL ANG 4.5MM	00763000033880	45A2000	0220443669

Tablica 37: Spine Blades (45A2500)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
BLADE ANGLED 4.5MM NUCLEOTOMY	00763000043223	45A2500	0218323602

Tablica 38: Spine Blades (45R2000)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
NUCLEUS REMOVAL SET 4.5MM	00763000033897	45R2000	0218284087, 0218292178, 0218973633

Tablica 39: Spine Blades (45R2500)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
NUCLEUS REM SET 4.5MM ML	00763000033811	45R2500	0218297618

Tablica 40: Spine Blades (45S2000)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
BLADE NUCLEUS REMOVAL 4.5MM	00763000033903	45S2000	0218299193

Tablica 41: Spine Blades (45S2500)

Nazivi proizvoda, Jedinstveni identifikator proizvoda (ako je primjenjivo)	Globalni trgovački broj stavke (GTIN)	Kataloški broj (CFN)	Broj lota / serijski broj
BLADE 4.5MM NUCLEOTOMY	00763000043216	45S2500	0218297619

Dodatak B: Primjeri oznaka

