

6. srpnja 2021.

**HITNO: SIGURNOSNA OBAVIJEST –PI-21-4115**

**Košarice Ecoflex, košarice High Flex i kompleti za bilijarnu endoprotezu Gastrotop**

Brojevi REF i lot: pogledajte Dodatak 1.

Vrsta radnje: povlačenje proizvoda

**Dostaviti: kliničkom osoblju, voditeljima upravljanja rizikom, biomedicinskom osoblju**

Ovo pismo sadržava važne informacije koje zahtijevaju vašu **neposrednu** pozornost.

Poštovani korisniče / poštovana korisnice,

tvrtka BD provodi ovu sigurnosnu korektivnu mjeru za potrebe povlačenja proizvoda određenih brojeva lot tvrtke Angiomed GmbH & Co. **Košarice Ecoflex, košarice High Flex i kompleti za bilijarnu endoprotezu Gastrotop** tvrtke Medizintechnik KG (podružnica u stopostotnom vlasništvu tvrtke Becton Dickinson and Company (BD)). Prema našoj evidenciji distribucije postoji mogućnost da je vaša organizacija primila sporne proizvode.

**Opis problema**

Sporne **košarice Ecoflex, košarice high Flex i kompleti za bilijarnu endoprotezu Gastrotop** povlače se jer je tvrtka BD putem ispitivanja otkrila postojanje sitne rupe u plitici pakiranja koja može potencijalno ugroziti sterilnost proizvoda. Tvrtka BD na temelju ispitivanja procjenjuje da približno 50 % proizvoda ima navedeni nedostatak. Do trenutka ove obavijesti nisu primijećene prijave kupaca povezane s navedenim nedostatkom. Prikaze nedostatka moguće je vidjeti na slikama u nastavku:





Povlačenje ovog proizvoda ograničeno je na šifre proizvoda / brojeve lot navedene u Dodatku 1. Obavijest se ne odnosi ni na koje druge šifre proizvoda ili brojeve lot. U Dodatku 2 moguće je pregledati lokacije šifri proizvoda / brojeva lot.

### **Klinički učinak**

Ovaj bi nedostatak mogao uzrokovati posljedice za zdravlje, uključujući infekcije različitih intenziteta. Praćenje pacijenta, uključujući, između ostalog, primjenu antimikrobnog liječenja i bilo kakva kontrola pacijenta, izvršavaju se prema nahođenju odgovornog liječnika. Tvrtki BD nisu poznate prijave neželjenih događaja povezanih s ovim nedostatkom proizvoda.

### **Preporuke za poduzimanje radnji za korisnika:**

1. Pregledajte svoju zalihu, pronađite, odvojite i uništite sve jedinice spornih košarica Ecoflex, kompleta za bilijarnu endoprotezu Gastrotop i košarica High Flex koje imaju brojeve lot navedene u Dodatku 1.
2. Ako ste dalje distribuirali navedene proizvode, utvrdite kojim ste ih ustanovama poslali, odmah ih obavijestite o ovom povlačenju proizvoda i savjetujte im da unište proizvode na koje se ova obavijest odnosi.
3. Ispunite obrazac za odgovor korisnika na 3. stranici te navedite:
  - o količinu proizvoda koje ste uništili **ILI**
  - o izjavu da Vaša organizacija nema spornih proizvoda u zalihama.
4. Pošaljite ispunjeni obrazac za odgovor korisnika na **<<ovdje upišite pojedinosti za kontakt>> što je prije moguće, a najkasnije do 6. kolovoza 2021. kako biste primili zamjenski proizvod.**

### **Osoba za kontakt**

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj obavijesti, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke BD ili lokalnoj podružnici tvrtke BD na broj **<<ovdje upišite broj telefona>>** ili putem e-pošte **<<ovdje upišite adresu e-pošte za kontakt>>**.

Potvrđujemo da su odgovarajuće regulatorne agencije obaviještene o ovim radnjama.

Tvrtka BD posvećena je unaprjeđivanju svijeta zdravlja. Naši su glavni ciljevi sigurnost pacijenata i korisnika te pružanje kvalitetnih proizvoda. Ispričavamo se zbog neugodnosti koje Vam je ova situacija možda prouzročila i unaprijed Vam zahvaljujemo za pomoć tvrtki BD u rješavanju navedenog problema na najbrži i najučinkovitiji mogući način.

Srdačan pozdrav,

Lorna Darrock  
Viši direktor, Odjel za upravljanje kvalitetom proizvoda nakon stavljanja na tržište  
Odjel za upravljanje kvalitetom za regiju EMEA

## Obrazac za odgovor korisnika – PI-21-4115

### Brojevi REF i lot za košarice Ecoflex / košarice High Flex i komplete za bilijarnu endoprotezu Gastrotop: pogledajte Dodatak 1.

Pročitajte zajedno sa sigurnosnom obavješću PI-21-4115 i vratite ispunjeni i potpisani obrazac što je prije moguće ili **najkasnije do 6. kolovoza 2021.** na <ovdje upišite broj telefaksa / adresu e-pošte>.

- **Potvrđujem da sam ovu obavijest pročitao/pročitala i razumio/razumjela te da su poduzete sve potrebne preporučene mjere.**

Označite odgovarajući okvir u nastavku

**Ne** posjedujemo nijedan od spornih proizvoda navedenih u Dodatku 1.

**ILI**

Posjedujemo sljedeće sporne proizvode iz Dodatka 1 te potvrđujem da su proizvodi uništeni (*ispunite Dodatak 1 tako da upišete broj uništenih proizvoda i priložite uz obrazac za odgovor kako bi vam bilo moguće isporučiti zamjenske proizvode*).

<b>Naziv računa/organizacije:</b>	
<b>Odjel (ako je primjenjivo):</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Poštanski broj:</b>	<b>Grad:</b>
<b>Ime i prezime osobe za kontakt:</b>	
<b>Funkcija:</b>	
<b>Telefonski broj za kontakt:</b>	<b>Adresa e-pošte za kontakt:</b>
<b>Potpis:</b>	<b>Datum:</b>

*Ovaj obrazac potrebno je vratiti tvrtki BD kako bi se radnja smatrala provedenom za Vaš račun.*

## Dodatak 1 – Šifre / brojevi lot spornih proizvoda

### Kompleti za bilijarnu endoprotezu GASTROTOP

Naziv proizvoda	Šifra proizvoda (REF)	Broj lot	Opis proizvoda	Rok trajanja proizvoda	Broj uništenih proizvoda
Komplet za bilijarnu endoprotezu GASTROTOP	36220010	ANER3982	GT-SP 8/15	24. travnja 2023.	
	36430010	ANEU4273	GT-DP 9/ 4	31. srpnja 2023.	
		ANEV0629	GT-DP 9/ 4	7. kolovoza 2023.	
	36430020	ANEU4270	GT-DP 9/ 7	31. srpnja 2023.	
		ANEV0635	GT-DP 9/ 7	7. kolovoza 2023.	

### KOŠARICE ECOFLEX

Naziv proizvoda	Šifra proizvoda (REF)	Broj lot	Opis proizvoda	Rok trajanja proizvoda	Broj uništenih proizvoda
KOŠARICE ECOFLEX	42285080	ANEU0615	EFK 4,0/20/30/ 90/5	03-Jul-23	
	42245060	ANEQ3802	EFK 2,5/10/20/ 90/4/H	20-Mar-23	
	42245070	ANEW3001	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
		ANEX4445	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	23-Oct-23	
		ANEX4446	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	23-Oct-23	
		ANEP4974	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEP4978	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEP4988	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEQ3803	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
		ANEQ3805	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
		ANEQ3807	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
		ANEQ3809	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	20-Mar-23	
		ANER2601	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	17-Apr-23	
		ANER1609	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	10-Apr-23	
		ANER3991	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23	
		ANER2603	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	17-Apr-23	
		ANER2606	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	17-Apr-23	
		ANER3992	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23	
		ANER3994	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23	

		ANER3995	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Apr-23	
		ANES3926	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	29-May-23	
		ANEU3335	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	24-Jul-23	
		ANEU4277	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	31-Jul-23	
		ANEV0639	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	07-Aug-23	
		ANEV2879	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	21-Aug-23	
		ANEV1908	EFK 2,5/15/25/ 90/4/H	14-Aug-23	

## KOŠARICE HIGHFLEX

Naziv proizvoda	Šifra proizvoda (REF)	Broj lot	Opis proizvoda	Rok trajanja proizvoda	Broj uništenih proizvoda
KOŠARICE HIGHFLEX	42240010	ANER4854	HFK 2,5F/10/20/ 65/3/H	30-Apr-23	
	42240060	ANEP4989	HFK 2,5F/10/20/ 90/3/H	28-Feb-23	
	42240070	ANES1983	HFK 2,5F/15/25/90/30/H	15-May-23	
	42241060	ANEP2560	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	14-Feb-23	
		ANEP4972	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEP4976	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEP4980	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEP4983	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEP4987	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	28-Feb-23	
		ANEQ0918	HFK 2,5F/10/20/ 90/4/H	06-Mar-23	
	42241070	ANEW1595	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	11-Sep-23	
		ANEW2999	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
		ANEW1598	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	11-Sep-23	
		ANEW2995	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
		ANEW2997	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	18-Sep-23	
		ANEW1599	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	11-Sep-23	
		ANEX4442	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	23-Oct-23	
		ANEX5669	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	30-Oct-23	
		ANEX5672	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	30-Oct-23	
		ANEP2558	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	14-Feb-23	
		ANEP2561	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	14-Feb-23	
	42241070	ANEP4973	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23	
ANEP4977		HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23		
ANEP4981		HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	28-Feb-23		

KOŠARICE  
 HIGHFLEX

	ANES0838	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	08-May-23	
	ANES0840	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	08-May-23	
	ANES1981	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	15-May-23	
	ANES1987	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	15-May-23	
	ANES1986	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	15-May-23	
	ANES2818	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	20-May-23	
	ANES2822	HFK 2,5F/15/25/ 90/4/H	20-May-23	
42241110	ANET3664	HFK 2,5F/10/20/120/4/H	26-Jun-23	
42241120	ANEP2562	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	14-Feb-23	
	ANEP4984	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	28-Feb-23	
	ANER4860	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	30-Apr-23	
	ANES2819	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	20-May-23	
	ANES2823	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	20-May-23	
	ANET0715	HFK 2,5F/15/25/120/4/H	05-Jun-23	
42245010	ANEQ5143	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	27-Mar-23	
	ANER2604	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	17-Apr-23	
	ANES3924	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	29-May-23	
	ANES3925	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	29-May-23	
	ANET0718	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	05-Jun-23	
	ANET0719	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	05-Jun-23	
	ANET1656	EFK 2,5/10/20/ 65/4/H	12-Jun-23	
42251030	ANET2655	HFK 4,0F/20/30/ 65/4/H	19-Jun-23	
42251080	ANEP4990	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	28-Feb-23	
	ANEQ3808	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	20-Mar-23	
	ANEQ3804	HFK 4,0F/20/30/90/4/H	20-Mar-23	
	ANET3663	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	26-Jun-23	
	ANEU0614	HFK 4,0F/20/30/ 90/4/H	03-Jul-23	
42252030	ANEQ2454	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	13-Mar-23	
	ANER0633	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	03-Apr-23	
	ANER4855	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	30-Apr-23	
	ANEU0610	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	03-Jul-23	
	ANEU1366	HFK 4,0F/20/30/ 65/5/H	10-Jul-23	
42252080	ANEV2880	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	21-Aug-23	
	ANEY1794	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	12-Nov-23	
	ANEP2563	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	14-Feb-23	
	ANEQ2459	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	13-Mar-23	



KOŠARICE  
 HIGHFLEX

	ANER3998	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	24-Apr-23	
	ANER4858	HFK 4,0F/20/30/ 90/5/H	30-Apr-23	
42263030	ANER0635	HFK 4,6F/20/30/ 65/6/H	03-Apr-23	
42270060	ANEW2996	HFK 2,5F/10/20/ 90/3	18-Sep-23	
	ANEX4440	HFK 2,5F/10/20/ 90/3	23-Oct-23	
	ANET3665	HFK 2,5F/10/20/ 90/3	26-Jun-23	
42270070	ANER4856	HFK 2,5F/15/25/ 90/3	30-Apr-23	
	ANET1650	HFK 2,5F/15/25/ 90/3	12-Jun-23	
	ANEU0611	HFK 2,5F/15/25/ 90/3	03-Jul-23	
42270110	ANEQ5147	HFK 2,5F/10/20/120/3	27-Mar-23	
	ANER2600	HFK 2,5F/10/20/120/3	17-Apr-23	
	ANER1613	HFK 2,5F/10/20/120/3	10-Apr-23	
42271010	ANEZ1838	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	11-Dec-23	
	ANEZ3173	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	17-Dec-23	
	ANEQ0914	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ0915	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ0925	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ0926	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	06-Mar-23	
	ANEQ2452	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	13-Mar-23	
	ANEQ2458	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	13-Mar-23	
	ANES1979	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	15-May-23	
	ANES2820	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	20-May-23	
	ANEV2881	HFK 2,5F/10/20/ 65/4	21-Aug-23	
42771020	ANEQ5275	HFK 2,5F/15/25/ 65/4	27-Mar-23	
	ANER0630	HFK 2,5F/15/25/ 65/4	03-Apr-23	
	ANER4851	HFK 2,5F/15/25/ 65/4	30-Apr-23	
	ANEW0650	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	04-Sep-23	
	ANEV1906	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	14-Aug-23	
	ANEV3791	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	28-Aug-23	
	ANEW3000	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	18-Sep-23	
	ANEW1597	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	11-Sep-23	
	ANEX0388	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	02-Oct-23	
	ANEX0393	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	02-Oct-23	
	ANEX1771	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	09-Oct-23	
	ANEX3275	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	16-Oct-23	
	ANEY1790	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	12-Nov-23	



KOŠARICE  
 HIGHFLEX

42271060	ANEY3336	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	20-Nov-23	
	ANEY4411	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	27-Nov-23	
	ANEZ1839	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	11-Dec-23	
	ANEZ3174	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	17-Dec-23	
	ANEZ3175	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	17-Dec-23	
	ANFN1246	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	14-Jan-24	
	ANEP4982	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	28-Feb-23	
	ANEP4975	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	28-Feb-23	
	ANER0631	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	03-Apr-23	
	ANER1612	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	10-Apr-23	
	ANER1611	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	10-Apr-23	
	ANER2602	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	17-Apr-23	
	ANES3927	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	29-May-23	
	ANET1651	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	12-Jun-23	
	ANET2654	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	19-Jun-23	
	ANEU0607	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	03-Jul-23	
	ANEU3333	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	24-Jul-23	
	ANEU4275	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	31-Jul-23	
	ANEU4276	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	31-Jul-23	
	ANEU4278	HFK 2,5F/10/20/ 90/4	31-Jul-23	
42271070	ANEO0645	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	07-Aug-23	
	ANEY1796	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	12-Nov-23	
	ANEP2559	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	14-Feb-23	
	ANEQ0917	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	06-Mar-23	
	ANEQ0922	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	06-Mar-23	
	ANEQ0924	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	06-Mar-23	
	ANEQ2450	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	13-Mar-23	
	ANEQ2455	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	13-Mar-23	
	ANEQ2457	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	13-Mar-23	
	ANER4852	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	30-Apr-23	
	ANET1652	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	12-Jun-23	
	ANEU1367	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	10-Jul-23	
ANEU2175	HFK 2,5F/15/25/ 90/4	17-Jul-23		
42271110	ANEQ0916	HFK 2,5F/10/20/120/4	06-Mar-23	
	ANER4859	HFK 2,5F/10/20/120/4	30-Apr-23	
42271120	ANEQ3806	HFK 2,5F/15/25/120/4	20-Mar-23	











BD Switzerland Sàrl  
Terre Bonne Park - A4  
Route de Crassier 17  
1262 Eysins - Švicarska  
Telefon: +41 21 556 30  
Telefaks: +41 21 556 30 99  
www.BD.com

KOŠARICE HIGHFLEX	42281080	ANEX1770	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	09-Oct-23	
		ANEX4448	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	23-Oct-23	
		ANEY1789	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	12-Nov-23	
		ANEY4409	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	27-Nov-23	
		ANFN1248	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	14-Jan-24	
		ANEQ3810	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	20-Mar-23	
		ANEQ3811	HFK 4,0F/20/30/ 90/4	20-Mar-23	
	42282030	ANER4861	HFK 4,0F/20/30/ 65/5	30-Apr-23	
	42282080	ANES1984	HFK 4,0F/20/30/ 90/5	15-May-23	
	42293080	ANEP4985	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	28-Feb-23	
		ANER4857	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	30-Apr-23	
		ANET0717	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	05-Jun-23	
		ANEU1365	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	10-Jul-23	
		ANEU1368	HFK 4,6F/20/30/ 90/6	10-Jul-23	

## Dodatak 2 – Identifikacija šifre proizvoda / broja lot

Reprezentativne oznake	
<p><b>ECOFLEX</b>            basket, helical            panier, hélicoïdal            Körbchen, helikal            cestino, elicoidale            cesta, espiral            korfje, spiraalvormig</p> <p>Inv. chart            Patient chart            angiomed ECOFLEX BASKET            4-wire; 2,5F-cath. - 65cm            REF 42245010 LOT ANUGXXXX</p> <p>Inv. chart            Patient chart            angiomed ECOFLEX BASKET            4-wire; 2,5F-cath. - 65cm            REF 42245010 LOT ANUGXXXX</p>  <p>wire / fil /            Draht / filo /            guia / draad</p> <p>catheter / cathéter /            Katheter / catetere /            catéter / katheter</p> <p>10mm            20mm            4            2,5F[0,83mm]            65cm</p> <p>REF 42245010 2999-01 LOT ANUGXXXX 2999-01</p>  <p>* + H 3 0 2 4 2 2 4 5 0 1 0 0 *</p> <p>* + \$ \$ 9 0 0 0 0 1 0 1 9 9 A N U G X X X X A *</p> <p>CE            2797</p> <p>804980            Vers. 3/03-98</p>	<p><b>Šifra proizvoda</b></p> <p><b>Broj lot</b></p>
<p><b>GASTROTOP</b>            Biliary Endoprosthesis Set            Kit d'Endoprothèse Biliaire            Gallen-Endoprothesen Set            Set Endoprotesi Biliare            Equipo de Endoprotésis Biliar            Gal-Endoprothese-Set</p> <p>Inv. chart            Patient chart            angiomed GASTROTOP- biliary stent - set            *SINGLE PIGTAIL MODEL*            REF 36220010 LOT ANUGXXXX</p> <p>Inv. chart            Patient chart            angiomed GASTROTOP- biliary stent - set            *SINGLE PIGTAIL MODEL*            REF 36220010 LOT ANUGXXXX</p>  <p>single pigtail / pigtail unique / Einfachpigtail /            pigtail singolo / pigtail sencillo / enkelvoudige pigtail</p> <p>15cm            8F[2,67mm]</p> <p>REF 36220010 2999-01 LOT ANUGXXXX 2999-01</p>  <p>* + H 3 0 2 3 6 2 2 0 0 1 0 1 Z *</p> <p>* + \$ \$ 9 0 0 0 0 5 0 1 9 9 A N U G X X X X Z B *</p> <p>CE            2797</p> <p>804980            Vers. 3/03-98</p>	<p><b>Šifra proizvoda</b></p> <p><b>Broj lot</b></p>
<p><b>HIGHFLEX</b>            basket, helical            panier, hélicoïdal            Körbchen, helikal            cestino, elicoidale            cesta, espiral            korfje, spiraalvormig</p> <p>Inv. chart            Patient chart            angiomed High flex basket            3-wire; 2,5F-cath. - 65cm;            REF 42240010 LOT ANUGXXXX</p> <p>Inv. chart            Patient chart            angiomed High flex basket            3-wire; 2,5F-cath. - 65cm;            REF 42240010 LOT ANUGXXXX</p>  <p>wire / fil /            Draht / filo /            guia / draad</p> <p>catheter / cathéter /            Katheter / catetere /            catéter / katheter</p> <p>10mm            20mm            3            2,5F[0,83mm]            65cm</p> <p>REF 42240010 2999-01-01 LOT ANUGXXXX 2999-01-01</p>  <p>(01)0080174117664 7 (17)990101 (10)ANUGXXXX</p> <p>CE            2797</p> <p>804980            Vers. 3/03-98</p>	<p><b>Šifra proizvoda</b></p> <p><b>Broj lot</b></p>