

HITNA sigurnosna obavijest – AŽURIRANJE

Referenca: sustavi Azurion tvrtke Philips, Mehaničko trošenje kontrole za pomicanje stola potencijalno može dovesti do ograničene dostupnosti ili gubitka uzdužnih i poprečnih pomicanja stola i/ili posjekotina, C&R 2024-IGT-BST-023


Poštovani kupče,
tvrtka Philips šalje ovaj dopis kako bi razjasnila primjenjivost Hitne sigurnosne obavijesti (FSN) za referencu tvrtke Philips **C&R 2024-IGT-BST-023**, prvotno izdanu 24. travnja 2026. (kopija priložena).

Tvrtka Philips utvrdila je da su neki korisnici koji upravljaju sustavima Azurion konfiguriranim sa stolom za hibridne operacijske sale (OR) primili prethodnu obavijest. Problem opisan u referenci tvrtke Philips C&R 2024-IGT-BST-023 **nije primjenjiv** na sustave konfigurirane sa stolom za hibridne operacijske sale. Problem opisan u referenci tvrtke Philips C&R 2024-IGT-BST-023 odnosi se samo na sustave Azurion opremljene modelima stola za pacijente tvrtke Philips navedenim u Tablici 1.

Vrsta i model stola za pacijente može se identificirati putem identifikacijske oznake stola koja se nalazi na bazi stola.

Vrsta stola	Broj modela
AD7XNT	30000875326x
	30000875329x
	30000906201x
	45980060532x
AD7XT	30001012598x
	45980060531x

Tablica 1 – Modeli stolova za pacijente tvrtke Philips



Slika 1 – Identifikacijska oznaka stola

Sustavi Azurion opremljeni stolovima za hibridne operacijske sale nisu zahvaćeni problemom opisanim u referenci tvrtke Philips C&R 2024-IGT-BST-023. Ako vaša organizacija upravlja dodatnim sustavima Azurion opremljenim jednim od modela stola za pacijente navedenim u Tablici 1, izvorna sigurnosna obavijest i dalje se primjenjuje na te sustave.

Tvrtka Philips se ispričava zbog bilo kakvih neugodnosti ili zabuna koje je ta obavijest mogla prouzročiti. Održavanje visoke razine sigurnosti pacijenata i kvalitete proizvoda ostaje naš najviši prioritet. **Nije potreban odgovor na ovo pismo pojašnjenja.**

Ako trebate dodatne informacije ili podršku, obratite se lokalnom predstavniku tvrtke Philips:

Iceberg International Trading d.o.o.
Maksimirska cesta 50a/1, 10000 Zagreb
Telefon: 01 2330-949, 01 2330-978
Kontakt osoba: Hrvoje Matovinović, Mr. Sc.

S poštovanjem,

